

BENOIT SYSTEMES



LIGHT DRIVE 2.1



WWW.BENOITSYSTEMES.COM





LIGHT DRIVE 2.1

Le **LIGHT DRIVE 2.1** est une motorisation légère destinée à tous les utilisateurs occasionnels ou permanents de fauteuils roulants manuels.


Il est fabriqué sur mesure selon la largeur d'assise en France par BENOIT SYSTEMES depuis 1994. Ce système vous offre la possibilité de motoriser très facilement en quelques secondes votre fauteuil roulant.

15'
INSTALLATION
EN MOINS
DE 15S


SE CONDUIT
AVEC UN
JOYSTICK



COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?



VOTRE FAUTEUIL ROULANT — POSE DE LA MOTORISATION — BLOCAGE DES MANETTES — POSE DU JOYSTICK



MISE EN PLACE DE LA BATTERIE — INSERTION DE L'ANTI-BASCULE — EN ROUTE !



Débrayez la motorisation en un mouvement et retrouvez ainsi l'usage classique du fauteuil roulant

Jean-Claude
Utilisateur depuis 2016 - atteint de sclérose en plaques depuis 2003

“ Mon Light Drive me sert toute l'année à faire les courses avec mon épouse, à me balader dans les centres commerciaux et aux beaux jours à me promener dans les videgreniers et les marchés. Depuis que j'ai mon Light Drive je suis plus autonome, je n'ai plus besoin d'être accompagné tout le temps.



A woman in a brown coat stands in a blue metal gate, talking to two people in motorized wheelchairs. The person on the left is wearing a dark blue puffer jacket, and the person on the right is wearing a black leather jacket. The wheelchairs are black with orange accents and have 'BENITO SYSTEMS' written on the frame. The scene is outdoors on a gravel path next to a stone wall and a blue metal fence.

LIGHT DRIVE 2.1,
Prêt pour de nouvelles
aventures ?

LES ATOUTS DU LIGHT DRIVE 2.1



LÉGER ET FACILEMENT TRANSPORTABLE



S'ADAPTE À TOUS LES FAUTEUILS
** largeur d'assise à partir de 32 cm*



MISE EN PLACE EN 15 SECONDES



INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



AUTONOMIE JUSQU'À 15 KM



TRANSPORTABLE EN AVION*



FABRIQUÉ EN FRANCE



AMOVIBLE



CHOIX DU COLORIS

* La batterie 12Ah est compatible avec les règles IATA en vigueur.

Le Light Drive 2.1 est léger, facilement démontable et transportable



NOUVEAUTÉS 2021



Un système d'embrayage plus ergonomique



Nouvelle rallonge de joystick



Nouvel anti-bascule



Un choix de couleurs élargi

NOUVELLE GAMME DE COULEURS



CLASSIQUES	MÉTALLIQUES	TENDANCES
● NOIR	● BLEU NUIT	● BLEU CLAIR
● BLANC	● GRIS	● ROSE
● BLEU	● ARGENT	● VERT
● ROUGE	● CUIVRÉ	● JAUNE
● KAKI	● DORÉ	● ORANGE

LIGHT DRIVE MINI 2.1



Le Light Drive 2.1 pour les plus petits.

Le Light Drive Mini 2.1 est modulable et s'adaptera aux divers fauteuils (croissance de l'enfant, changement de type de fauteuil).

Le fauteuil ainsi équipé restera très facile à embarquer en voiture.

Grâce à lui l'enfant aura la possibilité de rouler aisément sur toutes sortes de terrains (pentes raides, herbe, graviers). La marche arrière l'aidera à franchir les obstacles les plus importants tels que petites marches ou trottoirs.



LIGHT DRIVE PLUS 2.1



Le Light Drive 2.1 s'adapte et devient Light Drive Plus 2.1.

Le Light Drive Plus 2.1 est conçu pour les utilisateurs de fauteuils roulants dont le poids est supérieur à 130 kg.

Equipé de 4 moteurs de 130 W il vous permettra de profiter des avantages des motorisations légères.

Il s'adapte sur tous les fauteuils pliants quelle que soit la largeur et grâce à la batterie Lithium de 18 Ah vous avez jusqu'à 20Km d'autonomie.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nos motorisations sont compatibles avec la plupart des fauteuils roulants manuels pliants ou fixes à partir de 32 cm d'assise et 40 cm entre les roues arrière.

Consultez nous !

	Poids maximum de l'utilisateur	Poids maximum admissible du dispositif	Poids de la motorisation
Light Drive 2.1	120 kg	150 kg	8,8 kg
Light Drive Mini 2.1	120 kg	150 kg	8,8 kg
Light Drive Plus 2.1	240 kg	260 kg	16 kg

Vitesse maximale	10 km/h programmable
Moteur	2 moteurs de 130 W avec freins
Moteur Light Drive Plus 2.1	4 moteurs de 130 W avec freins
Hauteur d'obstacle max franchissable	6 cm avec et sans élan
Pente maximale de sécurité	6° (11%)
Garantie	24 mois pour la motorisation et la batterie

Fauteuils adaptables : un guide de compatibilité est disponible pour connaître les modèles de fauteuils roulants sur lesquels le Light Drive 2.1 peut être installé, dans le respect des exigences générales en matière de sécurité et de performance énoncées dans le Règlement Européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.



LA BATTERIE 12AH EST COMPATIBLE AVEC LES RÈGLES IATA EN VIGUEUR POUR LES VOYAGES AÉRIENS

Modèle	Poids	Autonomie
- Batterie Lithium-ion	- 3,85 kg	- jusqu'à 15 km



D'autres options et informations sont disponibles sur notre site internet





VOTRE REVENDEUR

DEMANDEZ VOTRE **ESSAI GRATUIT !**

📍 7 Rue du Pont,
21450 Billy-Lès-Chanceaux FRANCE

☎ (+33) 3 80 96 51 25

@ export@benoitssystemes.com

CE Le Light Drive 2.1 est conforme au Règlement Européen 2017/745/CEE relatif aux dispositifs médicaux. Ce produit est un dispositif médical de classe I.